

6 Ersatzstifte für 1011x & 1013x

Orange



Artikel Nr.: 10017



6 Ersatzstifte für 1011x Hygienisches Hi-Flex Wandhalterungssystem & 1013x Wandhalterung Gummi-Clip- Modul.

Allgemeine Informationen

Farbe	Orange
Material	Polypropylen
Ursprungsland	Dänemark

Produktabmessungen

Produkt Länge/Tiefe	67 mm
Produkt Breite	80 mm
Produkt Höhe	14 mm
Nettogewicht	0,009 kg

Verpackungs- und Versanddetails

VE	25 Stk.
Anzahl pro Lage (Palette)	480 Stk.
Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)	12000 Stk.
Colli Länge/Tiefe	243 mm
Colli Breite	147 mm
Colli Höhe	75 mm
Kunststoffverpackung (Recyclingsymbol „4“) – LDPE pro Stück	0,0016 kg
Papierverpackung (Recyclingsymbol „20“ PAP) pro Stück	0,004 kg
Total Tare Weight	0,0056 kg
Bruttogewicht	0,01 kg.
Kubikmeter	0,000075 M3
GTIN-13 Nummer	5705022034839
GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)	15705028034823
Zolltarif	39241000

Compliance- und Standarddetails

Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien ¹	Ja
--	----

Artikel Nr.: 10017

Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)	Ja
FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) ¹	Ja
Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt	Ja
Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Ist Halal und Kosher konform	Ja
PFAS absichtlich hinzugefügt	Nein

Nutzungsbeschränkungen

Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)	121 °C
Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)	93 °C
Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)	40 °C
Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)	80 °C
Min. Gebrauchtemperatur ³	0 °C
Min. pH-Wert in Gebrauchslösung	2 pH
Max. pH-Wert in Gebrauchslösung	10,5 pH

Nachhaltigkeitsdetails

Das Produkt kann als Polypropylen zum Recycling getrennt werden - "5"	Ja
---	----

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.