

376016

Wringvorrichtung  
f/Mopeimer, 375018, 265  
mm, Gelb



# Technische Daten

<b>Artikelnummer</b>	376016
<b>Material</b>	Polypropylen
<b>Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien<sup>1</sup></b>	Nein
<b>Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)</b>	Ja
<b>Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006</b>	Ja
<b>Ist Halal und Kosher konform</b>	Ja
<b>VE</b>	10 Stk.
<b>Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)</b>	400 Stk.
<b>Anzahl pro Lage (Palette)</b>	40 Stk.
<b>Colli Länge</b>	390 mm
<b>Colli Breite</b>	290 mm
<b>Colli Höhe</b>	355 mm
<b>Produkt Länge/Tiefe</b>	265 mm
<b>Breite</b>	190 mm
<b>Höhe</b>	125 mm
<b>Nettogewicht</b>	0,09 kg
<b>Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)</b>	0,0366 kg
<b>Total Tare Weight</b>	0,0366 kg
<b>Bruttogewicht</b>	0,13 kg.
<b>Kubikmeter</b>	0,006294 M3
<b>GTIN-13 Nummer</b>	5705023760164
<b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>	15705023760161
<b>Zolltarif</b>	39241000
<b>Ursprungsland</b>	Spanien

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.